

Экспертное заключение

от « 29 » января 2025г.

Мною экспертом определенными по тендеру «Приобретение медицинских изделий для отделения гемодиализа» были рассмотрены заявки потенциальных поставщиков на предмет соответствия технических спецификаций.

Потенциальный поставщик	№ ЛОТА	Наименование лота	Требования технического задания	Заключение
ТОО « Glebus-medical»	1	Диализатор капиллярный стерильный высокопоточный, площадь мембраны 1,6-1,8 кв.м.	Диализатор капиллярный представляет собой прозрачный цилиндрический корпус из поликарбоната, заполненный капиллярными фильтрами из полисульфона (полиэфирсульфон) с резьбовыми фланцами и стерилизационными колпачками. Диализаторы капиллярные с мембраной применяются для лечения гемодиализом больных с острой почечной недостаточностью, с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и для экстракорпоральной детоксикации при различных видах отравлений, а также для проведения ультрафильтрации при наличии гипергидратации у больных с различными патологическими состояниями. Технические характеристики: Диализатор высокопоточный, площадь фильтрующей поверхности – 1,6-1,8 м2; для аппаратов искусственная почка 5008S и 4008S. Fresenius Medical Care, Германия.	Соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО « Glebus-medical»	2	Кровопроводящие магистрали 5008 S (в наборе: артерия + вена)	Кровопроводящие магистрали применяются для лечения гемодиализом больных с острой почечной недостаточностью, с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и для экстракорпоральной детоксикации при различных видах отравлений, а также для проведения ультрафильтрации при наличии гипергидратации у больных с различными патологическими состояниями. Применяются в реаниматологии, нефрологии, токсикологии, кардиологии, терапии с аппаратом для гемодиализа 5008S Fresenius Medical Care, Германия. Сегмент насоса – 8,0 мм Капельная камера – 22 мм Объем заполнения – 132 мл Стерилизация – электронно-лучевая	Соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО « Glebus-medical»	3	Кровопроводящие магистрали 4008 S (в наборе: артерия + вена)	Комплект кровопроводящих магистралей (A/V) для гемодиализа стерильный, однократного применения, на 4008S Fresenius Medical Care, Германия. Кровопроводящие магистрали в наборе артерия-вена для использования в аппаратах для гемодиализа 4008S при проведении стандартной процедуры гемодиализа. Технические характеристики: тип AV материал: кровопроводящая магистраль: мягкий ПВХ медицинского назначения; коннекторы и другие компоненты: поликарбонат, ПВХ (поливинилхлорид), АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), ПЭ (полиэтилен), ПА (полиамид); размеры: Внутренний диаметр: 8,0 мм.;Диаметр подсоединителя: 22,0 мм.; Максимальное давление: 2,5 бар.;Фильтр: 200 мкм, объем наполнения 161 мл. Метод стерилизации: этилен оксид/гамма. Разъемы должны быть выполнены в стандарте Luer-lock и иметь цветную (красную/синюю) маркировку.	Соответствует заявленным параметрам закупа

Жао

TOO « Glebus-medical»	4	Сухой кислотный концентрат	Сухой кислотный концентрат для бикарбонатного гемодиализа предназначен для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа и гемодиализации с помощью аппарата «Искусственная почка» (Fresenius Medical Care, Германия) в реаниматологии, нефрологии, токсикологии, кардиологии, терапии. Упаковка для приготовления концентрата - 100 литров. Разведение - 1/34. Показатели после смешивания с бикарбонатным концентратом 8,4 % наличие: натрий (Na+) - 138,00 ммоль/литр; калий (K+) - 2,00 ммоль/литр; кальций (Ca+) - 1,50 ммоль/литр; магний (Mg+) - 0,50 ммоль/литр; хлор (Cl-) - 106,00 ммоль/л; ацетат CH ₃ COO - 6,00 ммоль/литр; HCO ₃ - 32,00 ммоль/литр; глюкоза - 1,00 г/л. Подготовка готового раствора осуществляется аппаратом в автоматическом режиме.	Соответствует заявленным параметрам закупа
TOO « Glebus-medical»	5	Концентрат сухой бикарбонат натрия 5008 S (в пакетах по 650,0 гр.)	Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа с помощью аппаратов "Искусственная почка" 5008S Fresenius Medical Care, оборудованных bibag – адаптером. Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный - 8,4 %. Для приготовления готового раствора - 7,74 литра; Расфасовка - 650 граммов. Подготовка готового раствора осуществляется аппаратом в автоматическом режиме.	Соответствует заявленным параметрам закупа
TOO « Glebus-medical»	6	Концентрат сухой бикарбонат натрия 4008 S (в пакетах по 650,0 гр.)	Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа с помощью аппаратов "Искусственная почка" 4008S Fresenius Medical Care, оборудованных bibag – адаптером. Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный - 8,4 %. Для приготовления готового раствора - 7,74 литра; Расфасовка - 650 граммов.	Соответствует заявленным параметрам закупа
TOO « Glebus-medical»	7	Фистульные иглы артериальные 16A – R25	Применяются для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы 16G, Длина трубки 150мм; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид	Соответствует заявленным параметрам закупа
TOO « Glebus-medical»	8	Фистульные иглы венозные 16V – R25	Применяются для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы 16G, Длина трубки 150мм ; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид	Соответствует заявленным параметрам закупа.
TOO «ABM-Medicus»	1	Диализатор капиллярный стерильный высокопоточный, площадь мембраны 1,6-1,8 кв.м.	Диализатор капиллярный представляет собой прозрачный цилиндрический корпус из поликарбоната, заполненный капиллярными фильтрами из полисульфона с резбовыми фланцами и стерилизационными колпачками. Диализаторы капиллярные с мембраной применяются для лечения гемодиализом больных с острой почечной недостаточностью, с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и для экстракорпоральной детоксикации при различных видах отравлений, а также для проведения ультрафильтрации при наличии гипергидратации у больных с различными патологическими состояниями. Технические характеристики: Диализатор высокопоточный, площадь фильтрующей поверхности – 1,6-1,8 м ² ; для аппаратов искусственная почка 5008S и 4008S. Fresenius Medical Care, Германия.	Соответствует заявленным параметрам закупа
TOO «ABM-Medicus»	3	Кровопроводящие магистрали 4008 S (в наборе: артерия + вена)	Комплект кровопроводящих магистралей (A/V) для гемодиализа стерильный, однократного применения, на 4008S Fresenius Medical Care, Германия. Кровопроводящие магистрали в наборе артерия-вена для использования в аппаратах для гемодиализа 4008S при проведении стандартной процедуры гемодиализа. Технические характеристики: тип AV	Соответствует заявленным параметрам закупа

Handwritten signature

			материал: кровопроводящая магистраль: мягкий ПВХ медицинского назначения; коннекторы и другие компоненты: поликарбонат, ПВХ (поливинилхлорид), АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), ПЭ (полиэтилен), ПА (полиамид); размеры: Внутренний диаметр: 8,0 мм.; Диаметр подсоединителя: 22,0 мм.; Максимальное давление: 2,5 бар.; Фильтр: 200 мкм, объем наполнения 161 мл. Метод стерилизации: этилен оксид/гамма. Разъемы должны быть выполнены в стандарте Luer-lock и иметь цветную (красную/синюю) маркировку.	
ТОО «ABM-Medicus»	4	Сухой кислотный концентрат	Сухой кислотный концентрат для бикарбонатного гемодиализа предназначен для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа и гемодиализации с помощью аппарата «Искусственная почка» (Fresenius Medical Care, Германия) в реаниматологии, нефрологии, токсикологии, кардиологии, терапии. Упаковка для приготовления концентрата - 100 литров. Разведение - 1/34. Показатели после смешивания с бикарбонатным концентратом 8,4 % наличие: натрий (Na+) - 138,00 ммоль/литр; калий (K+) - 2,00 ммоль/литр; кальций (Ca+) - 1,50 ммоль/литр; магний (Mg+) - 0,50 ммоль/литр; хлор (Cl-) - 106,00 ммоль/л, ацетат CH ₃ COO - 6,00 ммоль/литр; HCO ₃ - 32,00 ммоль/литр; глюкоза - 1,00 г/л. Подготовка готового раствора осуществляется аппаратом в автоматическом режиме.	Не соответствует заявленным параметрам закупа. При изучении инструкции с официального сайта NDDA выявлены расхождения с заявленной технической спецификацией. Не соответствуют цифры по получению готового концентрата
ТОО «ABM-Medicus»	7	Фистульные иглы артериальные 16A - R25	Применяются для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы 16G, Длина трубки 150мм; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид	Соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО «ABM-Medicus»	8	Фистульные иглы венозные 16V - R25	Применяются для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы 16G, Длина трубки 150мм; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид	Соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО «MedicalLife Ltd»	1	Диализатор капиллярный стерильный высокопоточный, площадь мембраны 1,6-1,8 кв.м.	Диализатор капиллярный представляет собой прозрачный цилиндрический корпус из поликарбоната, заполненный капиллярными фильтрами из полисульфона (полиэфирсульфон) с резьбовыми фланцами и стерилизационными колпачками. Диализаторы капиллярные с мембраной применяются для лечения гемодиализом больных с острой почечной недостаточностью, с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и для экстракорпоральной детоксикации при различных видах отравлений, а также для проведения ультрафильтрации при наличии гипергидратации у больных с различными патологическими состояниями. Технические характеристики: Диализатор высокопоточный, площадь фильтрующей поверхности - 1,6-1,8 м ² ; для аппаратов искусственная почка 5008S и 4008S. Fresenius Medical Care, Германия.	Соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО «MedicalLife Ltd»	2	Кровопроводящие магистрали 5008 S (в наборе: артерия + вена)	Кровопроводящие магистрали применяются для лечения гемодиализом больных с острой почечной недостаточностью, с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и для экстракорпоральной детоксикации при различных видах отравлений, а также для проведения ультрафильтрации при наличии гипергидратации у больных с различными патологическими состояниями. Применяются в реаниматологии, нефрологии, токсикологии, кардиологии, терапии с аппаратом для гемодиализа 5008S Fresenius Medical Care, Германия. Сегмент насоса - 8,0 мм Капельная камера - 22 мм	Не соответствует заявленным параметрам закупа. При изучении инструкции с официального сайта NDDA выявлены расхождения с заявленной технической спецификацией. Отсутствует информация о совместимости с

Handwritten signature

			Объем заполнения – 132 мл Стерилизация – электронно-лучевая	аппаратом для гемодиализа 5008S Fresenius Medical Care, Германия
ТОО « MedicalLife Ltd »	3	Кровопроводящие магистраль 4008 S (в наборе: артерия + вена)	Комплект кровопроводящих магистралей (A/V) для гемодиализа стерильный, однократного применения, на 4008S Fresenius Medical Care, Германия. Кровопроводящие магистраль в наборе артерия-вена для использования в аппаратах для гемодиализа 4008S при проведении стандартной процедуры гемодиализа. Технические характеристики: тип AV материал: кровопроводящая магистраль: мягкий ПВХ медицинского назначения; коннекторы и другие компоненты: поликарбонат, ПВХ (поливинилхлорид), АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), ПЭ (полиэтилен), ПА (полиамид); размеры: Внутренний диаметр: 8,0 мм.; Диаметр подсоединителя: 22,0 мм.; Максимальное давление: 2,5 бар.; Фильтр: 200 мкм, объем наполнения 161 мл. Метод стерилизации: этилен оксид/гамма. Разъемы должны быть выполнены в стандарте Luer-lock и иметь цветную (красную/синюю) маркировку.	Соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО « MedicalLife Ltd »	4	Сухой кислотный концентрат	Сухой кислотный концентрат для бикарбонатного гемодиализа предназначается для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа и гемодиализации с помощью аппарата «Искусственная почка» (Fresenius Medical Care, Германия) в реаниматологии, нефрологии, токсикологии, кардиологии, терапии. Упаковка для приготовления концентрата - 100 литров. Разведение - 1/34. Показатели после смешивания с бикарбонатным концентратом 8,4 % наличие: натрий (Na ⁺) - 138,00 ммоль/литр; калий (K ⁺) - 2,00 ммоль/литр; кальций (Ca ⁺) - 1,50 ммоль/литр; магний (Mg ⁺) - 0,50 ммоль/литр; хлор (Cl ⁻) - 106,00 ммоль/литр; ацетат CH ₃ COO - 6,00 ммоль/литр; HCO ₃ - 32,00 ммоль/литр; глюкоза - 1,00 г/л. Подготовка готового раствора осуществляется аппаратами в автоматическом режиме.	При изучении документов технической части тендерной заявки, в разовом ввозе отсутствует информация по составу, количеству готового раствора.
ТОО « MedicalLife Ltd »	5	Концентрат сухой бикарбонат натрия 5008 S (в пакетах по 650,0 гр.)	Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа с помощью аппаратов "Искусственная почка" 5008S Fresenius Medical Care, оборудованных bibag – адаптером. Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный - 8,4 %. Для приготовления готового раствора - 7,74 литра; Расфасовка - 650 граммов. Подготовка готового раствора осуществляется аппаратами в автоматическом режиме.	соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО « MedicalLife Ltd »	6	Концентрат сухой бикарбонат натрия 4008 S (в пакетах по 650,0 гр.)	Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении бикарбонатного гемодиализа с помощью аппаратов "Искусственная почка" 4008S Fresenius Medical Care, оборудованных bibag – адаптером. Концентрат сухой, гранулированный, основной, бикарбонатный - 8,4 %. Для приготовления готового раствора - 7,74 литра; Расфасовка - 650 граммов	соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО « MedicalLife Ltd »	7	Фистульные иглы артериальные 16A – R25	Применяются для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы 16G, Длина трубки 150мм; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид	соответствует заявленным параметрам закупа
ТОО « MedicalLife Ltd »	8	Фистульные иглы венозные 16V – R25	Применяются для обеспечения сосудистого доступа при экстракорпоральной детоксикации аппаратными методами. Диаметр иглы 16G, Длина трубки 150мм ; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид	соответствует заявленным параметрам закупа

Заместитель главного врача по контролю
и качеству медицинских услуг

Handwritten signature

Кабдекенова Г.Т.